

شرکت پاد درمانگر سبز طاها

وارد کننده محصولات دندانپزشکی



فهرست

هیوج

شماره صفحه

FDA CE ISO 15



۴-۶	گلاس آینومر
۷-۸	کامپوزیت
۹	سمان
۱۰	باند و پرایمر
۱۱	اسید اچ
۱۲-۱۴	مواد قالبگیری
۱۵-۱۶	لابراتواری

لاستردنت

شماره صفحه

FDA CE ISO



۱۸-۲۳	فایل روتاری
۲۴-۲۵	فایل دستی
۲۶	گیتس و پیزو
۲۶	لنتولو
۲۷	اسپریدر
۲۷	باربروچ
۲۸	پین داخل کانال
۳۰	فایپرپست
۳۰	فرز

ماژور

شماره صفحه

CE ISO



۳۲-۳۴	آلژینات
۳۵	مواد قالبگیری

گلدن مکس

شماره صفحه

ISO



۳۶	گاز دندانپزشکی
----	----------------

HUGE

SINCE 1985



Made in China





● گلاس آینومر Glass Ionomer Cement Luting I

- سمان بندهای ارتودنسی
- سمان کراون و بریج های تمام سرامیکی، زیرکونیومی و گلاس سرامیک
- سمان پین و پست های فلزی و سرامیکی
- سمان پروتزهای متال بیس (اینله، آنله، کراون و بریج)

25g
Liquid Weight

30g
Powder Weight

- هندلینگ آسان
- رادیو اپک
- ضخامت کم 12-14µm

- حلالیت پایین
- زیست سازگاری بالا
- تیکسوتروپی ایده آل



● گلاس آینومر Glass Ionomer Cement Filling

- کوربیلد آپ
- ترمیم های ART
- ترمیم دندان های شیری
- بیس و لاینر برای زیر کامپوزیت و آمالگام
- ترمیم پوسیدگی های کلاس III و V و حفرات کلاس I کوچک

12g
Liquid Weight

15g
Powder Weight

- قابل استفاده به صورت بالک
- هندلینگ آسان
- رادیو اپک

- حلالیت پایین
- زیست سازگاری بالا
- تیکسوتروپی ایده آل
- مقاومت به فشار بالا





Huge GIC Offers

<< موارد کاربرد گلاس های هیوج

Indication		Luting I	Filling I	Luting II
Inlay/Onlay Crown/Bridge	Ceramic/Glass Ceramic	●		●
	Oxide Ceramic	●		●
	Metal/Metal-Based	●		●
	Composite Resin			
Post/Screw	Metal	●		●
	Oxide Ceramic	●		●
Orthodontic Band		●		●
Primary Teeth			●	●
Class III, V and Limited Class I Cavities			●	●
Base Lining			●	●
Core Build-Up			●	●
Atraumatic Restorative Treatment			●	●
Cavity of Unstressed Area			●	●





Legacy Of Excellence



گلاس آینومر

Glass Ionomer Cement

Luting II

- کوربیلد آپ
- ترمیم های ART
- ترمیم دندان های شیری
- سمان بندهای ارتودنسی
- بیس و لایئر برای زیر کامپوزیت و آمالگام
- سمان پین و پست های فلزی و سرامیکی
- ترمیم پوشیدگی های کلاس III و V و حفرات کلاس I کوچک
- سمان کراون و بریج های تمام سرامیکی، زیرکونیومی و گلاس سرامیک
- سمان پروتزهای متال بیس (اینله، آنله، کراون و بریج)


Liquid Weight


Powder Weight

• هندلینگ آسان
• رادیو اپک
• ضخامت بسیار کم 8-10µm

• حلالیت پایین
• زیست سازگاری بالا
• تیکسوتروپی ایده آل





● کامپوزیت ترمیمی یونیورسال Restorative Composite

TrusFil

- ترمیم های مستقیم
- ترمیم های غیرمستقیم: اینله، آنله و ونیر
- ترمیم سطوح اکلوژالی و فیشیالی
- کوریلدآپ
- اسپلینت

- شیرینکیچ پایین
- عدم چسبندگی به ابزار
- رادیو اپسیتته بالا (>400%)
- قابل استفاده برای ترمیم خلفی و قدامی
- کارکرد آسان
- پالیش پذیری بالا
- کامپوزیت نانو هیبرید
- حاوی هیدروکسی آپاتیت



● کامپوزیت ترمیمی فلو Restorative Flowable Composite

TrusFil Flow

- ترمیم حفرات کوچک
- آندرکات گیری
- اصلاح ترمیم های رزینی و آکریلی موقت
- اصلاحات جزئی در ترمیم های غیر مستقیم
- بیس و لاینر
- فیشورسیلانت
- ترمیم کلاس V, III

- کامپوزیت نانو هیبرید
- رادیو اپسیتته بالا (>400%)
- دارای تنوع رنگی: A1, A2, A3, B1, OA2
- فلورسنت
- هندلینگ آسان
- پالیش پذیری بالا

Fissure Sealant



1.5g
Weight

فیشور سیلانت Fissure Sealant Proseal F

- پیت فیشور
- ممانعت از ایجاد پوسیدگی ثانویه
- آزادسازی فلوراید به مدت طولانی
- تغییر رنگ از صورتی به شیری بعد از کیورینگ
- قدرت باند بالا
- غلظت مناسب
- مقاومت خمشی بالا



Weight

گلاس آینومر تقویت شده با رزین

Resin Modified Glass Ionomer Cement

TopCem-RMGI

- سمان اینله، آنله کراون و بریج های رزینی
- سمان پندهای ارتودنسی
- سمان بریج های PFM
- سمان دائم کراون های PFM و فلزی
- سمان کورهای آلومینیومی و زیرکونیایی
- سمان دائمی اپاتمنت

- سهولت کارکرد
- آزادسازی فلوراید
- مقاومت فشاری و خمشی بالا
- بسته بندی به صورت اتومیکس
- قابل استفاده به صورت دوال کیور و لایت کیور
- رادیو اپک
- ضخامت کم
- سلف ادهزیو
- قدرت باند بالا
- زمان مخلوط کردن: 1'30"



Weight

سمان رزینی دوال کیور

Dual Cure Resin Cement

TopCem

- جهت سمان روکش، بریج، اینله و آنله، ونیر و پست های دندانی
- جهت سمان ترمیم های ساخته شده از مواد فلزی یا آلایژ
- متال سرامیک، تمام سرامیک یا پرسلن و کامپوزیتی
- جهت سمان دائمی پروتز های دندانی یا قدرت باند بالا

- ضخامت کم
- مقاومت خمشی بالا
- رادیو اپسیته بالا (<40%)
- ماندگاری بالا به علت جذب کم آب
- و حلالیت پایین
- قدرت باند بالا
- طول عمر طولانی به علت
- خواص فیزیکی و مکانیکی عالی
- دارای تنوع رنگی: Tr, A0, A1, A2, A3, White opaque



باند یونیورسال

Light Cure Dental Adhesive

Huge Bond Universal

- باندینگ مستقیم جهت پرکردگی با کامپوزیت، کامپومر و یا گلاس آینومر های تقویت شده با رزین
- باند پروتزهای فلزی، سرامیکی، کامپوزیتی و زیرکونیومی
- بازسازی ترمیم های شکسته سرامیکی و فلزی
- رفع حساسیت های دندانی

- بدون حساسیت پس از درمان
- زیست سازگاری بالا

- قدرت باند بالا
- دارای مونومر MDP
- ضخامت بسیار کم 4µm



سرامیک پرایمر

Ceramic Primer

Ceramic Coupling Agent

- جهت آماده سازی انواع سطوح سرامیکی، فلزی کامپوزیت تقویت شده با فایبر و فایبرپست ها
- جهت آماده سازی سطوح گلاس سرامیک (سرامیک های فلدسپات لوسایت لیتیوم دی سیلیکات و زیرکونیا)
- جهت آماده سازی سرامیک های زیرکونیوم اکساید و آلومینا

- استفاده آسان
- ایجاد باند قوی
- تبخیر سریع حلال
- قابل استفاده با سمان های رزینی سلف کیور و دو ال کیور





اسید اچ

Hydro Fluoric Acid Etching Gel

HF-Etchant

- اچ سطوح زیرکونیومی
- غلظت مناسب 9%
- شستشوی آسان
- رنگ قرمز

- اچ سطوح پیرسلنی و سرامیکی
- اچ سطوح پرسنن های فلدسپات
- اچ سطوح گلاس سرامیک
- اچ سطوح لیتیوم دی سیلیکات



WE BRING
YOU
HEALTHY SMILE





● پوتی قالبگیری سیلیکون افزایشی A Silicone Impression Material Putty

● جهت مرحله اول قالبگیری

- مقاومت در برابر پارگی
- عدم تغییر شکل تا 30 روز
- پوتی نرم و Fast Set
- ثبت دقیق جزئیات
- الاستیک ریکاوری بالا ($<99.5\%$)
- امکان چندبار ریختن قالب در لابراتوار
- ثبات ابعادی خطی بالا ($<0.2\%$)
- بسیار آبدوست
- سختی نهایی: Shore A 67
- زمان مخلوط کردن: 30"
- زمان کارکرد: 1'15"
- زمان ست شدن در دهان: 2'30"



● واش قالبگیری سیلیکون افزایشی A silicone Impression Material Light Body

● جهت قالبگیری یک و دو مرحله ای
● جهت قالبگیری کراون، بریج، اینله، آنله، ایمپلنت و ارتودنسی (الاینر)

- خاصیت تیکسوتروپی بالا
- ثبات ابعادی خطی بالا ($<0.2\%$)
- عدم تغییر شکل تا 30 روز
- سیالیت بالا
- بسیار آبدوست
- سختی نهایی: Shore A 56
- ثبت دقیق جزئیات
- بدون چکه در دهان بیمار
- زمان کارکرد: 1'30"
- زمان ست شدن در دهان: 2'30"



• واش قالبگیری سیلیکون افزایشی

A Silicon Impression Material

Regular Body

- قالبگیری کروان و بریج
- قالبگیری ایمپلنت و ارتودنسی
- دارای تیکسوتروپی مناسب
- عدم تغییر شکل تا 30 روز
- گاید لایت کیور برای
- ۱: ترمیم های زیبایی قدامی
- ۲: روش غیرمستقیم ارتودنسی
- ۳: ترمیم اکلوزالی با کامپوزیت

- سهولت کار
- ثبات خطی بالا
- صرفه جویی در زمان
- صرفه جویی در مواد ترمیمی
- بهبود کیفیت ترمیم و راحتی
- کارهای کلینیکی
- بسیار آبدوست
- کاملاً شفاف
- سختی ایده آل
- زمان کارکرد: 1'30"
- زمان ست شدن در دهان: 3'



• واش قالبگیری سیلیکون افزایشی

A Silicon Impression Material

Heavy Body

- قالبگیری یک مرحله ای (ایمپلنت)
- قالبگیری دو مرحله ای (کروان، بریج، اینله، آنله و اورلی)
- قالبگیری بوردرمولد (جایگزین Iso functional)

- خاصیت تیکسوتروپی بالا
- عدم تغییر شکل تا 30 روز
- بسیار آبدوست
- ثبات دقیق جزئیات
- الاستیک ریکاوری بالا (<99.5%)
- مقاوم در برابر پارگی
- ثبات ابعادی خطی بالا (<0.2%)
- سختی نهایی: حدود Shore A 68
- بدون چکه در دهان بیمار
- قابلیت مخلوط شدن بالا
- بدون ایجاد حباب
- سهولت برداشت اضافات
- زمان کارکرد: 1'30"
- زمان ست شدن در دهان: 3'





ثبت بایت

A Silicone for Bite Registration

Bite Registration

● جهت ثبت روابط اکلوزالی

- بسیار آبدوست
- بدون ایجاد حباب
- ثبت دقیق جزئیات
- ثبات ابعادی خطی بالا
- خاصیت تیکسوتروپی بالا
- قابلیت مخلوط شدن بالا
- عدم تغییر شکل تا 30 روز
- سهولت در برداشت اضافات
- امکان چندبار ریختن قالب در لابراتوار
- سختی نهایی: Shore A 89
- زمان ست شدن در دهان: 1'30"

>> Operation Procedure

Inject Bite Registration silicone onto the tooth surface directly.

Bite in patient's mouth until the material solidifies.

Remove the material which runs into the undercuts with a scalpel and wheelhead.





پوتی لابراتواری

C Silicone For Laboratory

Laboratory putty

- دویلیکیت مولدهای دست دندان
- ساخت ماتریکس و ایندکس برای طراحی ساختارهای ایمپلنت فلزی و غیره
- تهیه ایندکس برای روکش های موقت کراون و بریج
- تهیه ایندکس برای بازسازی بافت لثه

• بسته بندی:

10k base + 5x40gr catalyst

5k base + 2x40gr catalyst

• ثبت جزئیات دقیق

• ثبات ابعادی بالا

• موجود با دو نوع سختی: shore A 85,90

Technical features

Mixing time*	Total working time*	Setting time*	Hardness	Color
30s	2 min	7 min	Shore A 85/Shore A 90	Gray Pink



PERFIT
C-Silicon For Laboratory





جینجیوال ماسک

Duplicaton Silicone Material

Gingival Mask

- جهت بازسازی لثه در مدل های پروتزی ایمپلنت، مدل های پروتز کراون و بریج و ترمیم های دنچر ثابت

- بدون حباب
- مقاوم در برابر پارگی
- ثبت جزئیات دقیق
- خواص مکانیکی بالا
- عملکرد زیبایی عالی
- ثبات ابعادی خطی ایده آل
- قابل استفاده با تکنیک مستقیم و غیرمستقیم
- سهولت در استفاده
- زمان کارکرد: بیشتر از یک دقیقه
- نسبت مخلوط کردن: 1 به 1
- سختی نهایی: Shore A 40
- زمان ست شدن: 8-10



آکریل دنچر

Denture Base Polymers

Acrylic Denture Powder

- مناسب جهت پروتزهای دندان به عنوان پایه دندان مصنوعی

- بسیار سبک
- پالیش پذیری بالا
- زمان کارکرد مناسب
- دارای ظاهری طبیعی
- مقاوم در برابر شکستگی
- بدون شیرینکیج بعد از پخت
- بدون ترک و مقاوم در برابر حلال
- قابل استفاده برای بیماران مبتلا به هایپودنشيا
- هندلینگ عالی
- بدون کادمیوم
- بدون سفیدک
- دارای انعطاف
- بدون حباب

LUSTERDENT DENTAL INSTRUMENT

LUSTER DENT



ZERO

DEFECTS

High Quality

*French
Material*





فایل روتاری تیپر Tapered Rotary File Pliancy Gold



High Resilience



Safety Tip



Triangle Cross



Variable Cross Section



High Cutting Efficiency



Control Memory Heat Activation

- برندگی بالا
- فعال شده حرارتی
- دارای ویژگی منحصر به فرد تقارب متغیر
- مناسب برای کانال های تنگ و منحنی
- عدم آسیب به کانال به علت انعطاف پذیری بالا
- ساخته شده از نیکل تیتانیوم فرانسه
- طول شنگ: 11mm
- بسته بندی ۶ عددی

>>>Pliancy Gold & Blue Data Chart

Model	SX	S1	S2	F1	F2	F3	F4	F5
Taper ID Color	—							
Stopper ID								
Cross Section								
Taper	3.5-19	02-11	04-11.5	07	08	09	06	05
Diameter	#19	#18	#20	#20	#25	#30	#40	#50
Length	19mm	21/25/31mm						
Torque	3.0Ncm		1.0Ncm	1.6Ncm	2.0Ncm			
Speed	Recommended 150 - 300 RPM							
Assortment	SX-F3 Asorted (Sx-S1-S2-F1-F2-F3)						(F4-F4-F5-F5)	

فایل روتاری تیپر Tapered Rotary File Pliancy Blue



High Resilience



Safety Tip



Triangle Cross



Variable Cross Section



High Cutting Efficiency



Control Memory Heat Activation

- سهولت کارکرد
- فعال شده حرارتی
- دارای ویژگی منحصر به فرد تقارب متغیر
- مناسب برای کانال های تنگ با انحنای زیاد
- مناسب برای کانال های کلسیفه
- عدم آسیب به کانال به علت انعطاف پذیری بسیار بالا
- قابل استفاده با انواع موتورهای اندو
- ساخته شده از نیکل تیتانیوم فرانسه
- طول شنگ: 11mm
- بسته بندی ۶ عددی



We Focus On Quality
www.pdst-co.com





فایل روتاری تیپر Tapered Rotary File Pliancy X-20 Plus

- سرعت و ترک یکسان
- انعطاف پذیری بالا و مقاوم به شکست
- مناسب برای کانال های کلسیفه
- دارای ویژگی منحصر به فرد تقارب متغیر
- شکل دهی کامل کانال های با انحنای زیاد و باریک
- سطح مقطع مستطیل جهت جلوگیری از گیر
- فایل به دیواره ی کانال و افزایش خروج دبری
- ساخته شده از نیکل تیتانیوم فرانسه
- طول شنگ: 11mm
- بسته بندی ۴ و ۶ عددی



High
Resilience



Control Memory
Heat Activation



Off Center
Rectangular Cross



Variable
Cross Section




High Cutting
Efficiency

Model	SX	X1	XNN	XN	X2	X3	X4	X5
Taper ID Color	—						 	 
Stopper ID Color								
Cross Section								
Taper	3.5-19	04	04	04	06	07	06	06
Diameter	#19	#20	#25	#30	#25	#30	#40	#50
Length	19mm	21/25/31mm						
Torque	3.0Ncm	Recomended 2.0 Ncm / Increase Up to 2.5 Ncm						
Speed		Recomended 150 - 300 RPM						
Assortment	Sx-X3 Assorted (SX-X1-XNN-XN-X2-X3)							
	Sx-X3 Assorted (SX-X1-XNN-XN)							
							(X4-X4-X5-X5)	



● فایل روتاری تیپر Tapered Rotary File Glien Path



- قدرت برندگی بالا
- نوک غیر برنده
- دارای ویژگی منحصر به فرد تقارب متغیر
- جهت بالا بردن سرعت کار
- ساخته شده از نیکل تیتانیوم فرانسه
- طول شنگ: 11mm
- بسته بندی ۴ عددی



NiTi
CM-Wire



Control Memory
Heat Activation



High Cutting
Efficiency



Rectangular
Cross



Variable
Cross Section



Non-Cutting
Safety Tip



Square Cross

Model	GX1	GX2	GX3	GX4
Taper ID Color				
Stopper ID Color				
Cross Section				
Taper	04	03	03	04
Diameter	#10	#12	#15	#15
Length	21/25/31mm			
Torque	1.5Ncm			
Speed	Recommended 150 - 300 RPM			





فایل روتاری رسیپروک Reciproce Rotary File Pliancy W1

- انجام تمام درمان تنها با یک فایل
- دارای حرکت رسیپروکال و کاهش احتمال شکست
- سهولت کار برای دندانپزشک با کاهش چهل درصد زمان، نسبت به فایل های روتاری سنتی
- ساخته شده از نیکل تیتانیوم فرانسه
- طول شنگ: 11mm
- بسته بندی ۳ و ۴ عددی



Model	Small	Primary	Large
Taper ID Color			
Cross Section			
Taper at 1mm of Tip	06	08	08
Diameter	#21	#25	#40
Length	21/25/31mm		





● فایل روتاری تیپر ● Tapered Rotary File

Silver Tapered Rotary File

- فرم دهی سریع و آسان کانال
- دارای ویژگی منحصر به فرد تقارب متغیر
- مقاوم در برابر شکست و قابلیت ایجاد پرش موثر
- ساخته شده از نیکل تیتانیوم فرانسه
- طول شنگ: 11mm
- بسته بندی ۶ عددی



Sharp Cutting
Edge

Variable
Cross Section


Triangle
Cross

Model	SX	S1	S2	F1	F2	F3	F4	F5
Taper ID Color	—						 	 
Cross Section								
Taper at/1mm of tip	3.5-19	02-11	04-11.5	07	08	09	06	05
Diameter	#19	#18	#20	#20	#25	#30	#40	#50
Length	19mm	21/25/31mm						
Torque	3.0Ncm		1.0Ncm	1.6Ncm	2.0Ncm			
Speed	Recommended 150-300 RPM							



● فایل دستی


K-File



- قدرت برش مناسب
- انعطاف پذیری خوب
- دارای استاپر سیلیکونی
- ساخته شده از استیل فراتسه
- بسته بندی ۶ عددی

● فایل دستی

H-File



- قدرت برش بالا
- انعطاف پذیری مناسب
- دارای استاپر سیلیکونی
- ساخته شده از استیل فراتسه
- بسته بندی ۶ عددی

● فایل دستی

K-File CRC



- مناسب برای کانال های کلسیفه
- مناسب برای کانال های با انحنای زیاد
- دارای برندگی بیشتر نسبت به دیگر فایل ها
- دارای انعطاف بالاتر نسبت به دیگر فایل ها
- دسترسی آسان تر به یک سوم اپیکال
- ساخته شده از استیل فرانسه
- بسته بندی ۶ عددی

ISO Ø	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
Individual	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Ass.15:40				○	●	●	●	●	●						
Ass.45:80										○	●	●	●	●	●
Length	21mm/ 25mm / 31mm														





گیتس و پیزوریمر

Gates Drill & Peeso Reamer

SSt

- ساختہ شدہ از استیل فرانسه
- سرعت مناسب 800-1200rpm
- بستہ بندی ۶ عددی
- قدرت برش بالا
- دارای نوک غیربرنده
- مقاوم در برابر شکست

Size	1	2	3	4	5	6
Individual	●	●	●	●	●	●
Ass. 1:4	●	●	●	●		
Ass. 1:6	●	●	●	●	●	●
Peeso Reamers Ø(mm)	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7
Gate Drill Ø(mm)	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
Length	28mm / 32mm					



لنتولو

Paste Carrier

- ساختہ شدہ از استیل فرانسه
- بستہ بندی ۴ عددی
- دارای عملکرد بالا و امن
- مقاومت در برابر شکست بالا




SSt

ISO Ø	25	30	35	40
Individual	●	●	●	●
Ass. 25:40	●	●	●	●
Length	21mm / 25mm / 29mm			



● فینگر اسپریدر

Finger Spreader



- انعطاف پذیری مناسب
- مقاوم در برابر شکستگی
- ساخته شده از استیل فرانسه
- بسته بندی ۶ عددی

● باربروچ

Barbed Broache



- دارای انعطاف پذیری بالا
- مقاوم در برابر شکستگی
- ساخته شده از استیل فرانسه
- بسته بندی ۱۰ عددی

>>> Barbed Broache Data Chart

ISO Ø	10	15	20	25	30	35	40
Individual							
Ass.10:40							
Length	21mm / 25mm						



پست پیش ساخته فلزی داخل کانال / تیتانیوم

Titanium Screw Post

- ایجاد گیر برای کور
- جهت تقویت ساختاری ریشه
- قابل استفاده در دندان های قدامی و خلفی
- بازسازی دندان های اندو شده با روش مستقیم
- پشتیبانی و حمایت از کراون و رستوریشن های پروتزی
- بسته بندی ۱۲ عددی / کیت ۱۲۰ عددی + ۲ عدد آچار



پست پیش ساخته فلزی داخل کانال / طلایی

Golden Plated Screw Post

- ایجاد گیر برای کور
- جهت تقویت ساختاری ریشه
- قابل استفاده در دندان های قدامی و خلفی
- بازسازی دندان های اندو شده با روش مستقیم
- پشتیبانی و حمایت از کراون و رستوریشن های پروتزی
- کاور شده با یک لایه ی ضخیم طلای ۲۴ عیار
- بسته بندی ۱۲ عددی / کیت ۱۲۰ عددی + ۲ عدد آچار



پست پیش ساخته فلزی داخل کانال / استیل

Stainless Steel Screw Post

- ایجاد گیر برای کور
- جهت تقویت ساختاری ریشه
- قابل استفاده در دندان های قدامی و خلفی
- بازسازی دندان های اندو شده با روش مستقیم
- پشتیبانی و حمایت از کراون و رستوریشن های پروتزی
- بسته بندی ۱۲ عددی / کیت ۱۲۰ عددی + ۲ عدد آچار

Type	Size	Diameter	Length
Short	S1	1.05mm	8mm
	S2	1.20mm	
	S3	1.35mm	
	S4	1.50mm	
	S5	1.65mm	
	S6	1.80mm	
Medium	M1	1.05mm	9.5mm
	M2	1.20mm	
	M3	1.35mm	
	M4	1.50mm	
	M5	1.65mm	
	M6	1.80mm	
Long	L1	1.05mm	12mm
	L2	1.20mm	
	L3	1.35mm	
	L4	1.50mm	
	L5	1.65mm	
	L6	1.80mm	
Extra Long	XL4	1.50mm	14mm
	XL6	1.80mm	



exclusive agency of Lusterdent

Lusterdent is one of the biggest manufacturers suppliers of Diamond Burs, Carbide Burs, Endodontic Instruments, Screw Posts, Fiber Post and Dental Brushes with High Quality French materials





پست گلاس فایبر

Quartz Fiber Post

- رادیو اپک
- جهت تقویت ساختار ریشه
- قابل استفاده در دندان های قدامی
- حاوی کوارتز جهت استحکام بیشتر پست
- بازسازی دندان های اتدو شده جهت تقویت و استحکام رستوریشن و کراون های پروتزی

Size	R1	R2	R3	R4
Diameter: $\Phi 1$	1.0mm	1.2mm	1.4mm	1.6mm
Diameter: $\Phi 2$	0.8mm	0.9mm	1.0mm	1.1mm
Length: L	18mm	18mm	18mm	18mm
Color ID				



فرز

Burs

- ساخته شده از آلیاژ فرانسه
- موجود در دو نوع کارباید و الماسه
- تنوع سایز بالا
- بسته بندی: الماسه: ۵ عددی / کارباید: ۳ عددی



SINCE 1960



MAJOR

Made in Italy





آلژینات کروماتیک

Algin Plus

- ضد حساسیت
- بدون سرب و کادمیوم
- سازگاری عالی با انواع گچ ها
- دارای تاریخ مصرف طولانی (۶ سال)
- طعم: میوه استوایی
- ثبات حجمی عالی، ماندگاری تا ۵ روز
- مقاومت بالا در برابر فشار و تغییر شکل
- پودر بدون گرد برای قالبگیری بهتر و تمیز کردن آسان
- مخلوط شدن سریع و آسان با آب و ایجاد ترکیبی یکدست



آلژینات کروماتیک

Algin Max

- ضد حساسیت
- سیالیت بالا
- بدون سرب و کادمیوم
- سازگاری عالی با انواع گچ ها
- دارای تاریخ مصرف طولانی (۶ سال)
- دقیق بدون تأثیرپذیری از املاح و درجه حرارت آب
- ثبات حجمی عالی، ماندگاری تا ۵ روز
- مقاومت بالا در برابر فشار و تغییر شکل
- پودر بدون گرد برای قالبگیری بهتر و تمیز کردن آسان
- مخلوط شدن سریع و آسان با آب و ایجاد ترکیبی یکدست





آلژینات

Algin Kid

- ضد حساسیت
- سیالیت بالا
- بدون سرب و کادمیوم
- سازگاری عالی با انواع گچ ها
- دارای تاریخ مصرف طولانی (۶ سال)
- زمان ست سریع و طعم دلیذیر برای کودکان و جوان
- ثبات حجمی عالی، ماندگاری تا ۵ روز
- مقاومت بالا در برابر فشار و تغییر شکل
- پودر بدون گرد برای قالبگیری بهتر و تمیز کردن آسان
- مخلوط شدن سریع و آسان با آب و ایجاد ترکیبی یکدست



آلژینات

Algin Major

- سیالیت بالا
- ضد حساسیت
- بدون سرب و کادمیوم
- سازگاری عالی با انواع گچ ها
- دارای تاریخ مصرف طولانی (۶ سال)
- ثبات حجمی عالی، ماندگاری تا ۵ روز
- مقاومت بالا در برابر فشار و تغییر شکل
- پودر بدون گرد برای قالبگیری بهتر و تمیز کردن آسان
- مخلوط شدن سریع و آسان با آب و ایجاد ترکیبی یکدست





Taking Care Of your Smile

		Mixing Time	Working Time	Setting Time	Recovery From deformation
ALGIN PLUS		 35"	 1' 20"	 2' 00"	97,1%
ALGIN MAX		 35"	 1' 20"	 2' 00"	96,5%
ALGIN MAJOR		 35"	 1' 20"	 2' 00"	96,2%
ALGIN KID		 30"	 1' 10"	 1' 50"	95,5%





● قالبگیری سیلیکون تراکمی

C Silicone Impression Material

Orma Kit Light

- پوتی نرم
- غیرچسبنده
- سیلیکون تراکمی
- ثبت جزئیات دقیق
- زمان کارکرد مناسب
- بسیار مقاوم در برابر فشار و تغییر شکل
- پوتی:
 - ✦ زمان مخلوط کردن: 35"
 - ✦ زمان کارکرد: 1'30"
 - ✦ زمان ست شدن در دهان: 3'
- واش:
 - ✦ زمان مخلوط کردن: 40"
 - ✦ زمان کارکرد: 2'
 - ✦ زمان ست شدن در دهان: 3'



Major Product
Are Distributed
Worldwide



Golden Max
Protective Products



Made in IRAN

ISO 11162



● گاز دندانپزشکی

Dentistry Gauze

- ابعاد ۵x۵، ۸ لایه
- تهیه شده از بهترین مواد و متریال
- جنس ۱۰۰٪ پنبه
- تا شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک
- تولید شده در Clean room 10.000 گرید A+
- دارای مجوز تولید از اداره تجهیزات پزشکی (imed)
- دارای نشان استاندارد ایران و گواهینامه های ISO 17025, ISO 13485, ISO 90001



PDST
SUPPLIER OF DENTAL
EQUIPMENT
Legacy Of Excellence



LUSTER DENT

Golden Max

MAJOR

HUGE



www.pdst-co.com



[paddarmangarsabz](#)



[pdst-co](#)



021 66 94 10 10